

Stellungnahme zu Hygiene-Richtlinien

für den Krankenhaus-Einsatz

Firma	Telecontact Handel + Service GmbH
Gerät	Sensor-Kontaktmatte
Typenbezeichnung	CareMat A01C, C01C - mit Kabelanschluss CareMat A01E, B01E, C01E - mit Funkanschluss
Produktbeschreibung	Sturzprophylaxe mit Schwestern-Rufanlagen-Anschluss
Verwendungszweck	zur Alarmierung bei Aufstehversuchen sturzgefährdeter und/oder zur Ruhe verpflichteter Personen
<input type="checkbox"/> Einwegprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrwegprodukt
Manuelle Wischdesinfektion	
Gruppe gebrauchsfertige alkoholische Produkte	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Quaternäre Ammonium-Verbindungen und ev. Glucoprotamin	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sauerstoffabspalter	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Maschinelle Desinfektion im Reinigungs- & Desinfektionsautomaten CareMat sind zur maschinellen Desinfektion <u>nicht</u> geeignet, darf nicht geknickt werden	

Salzburg, im Mai 2014




 Handel + Service GmbH
 Lieferinger Hauptstraße 93
 A-5020 Salzburg
 Tel.: +43 662 823698, Fax.: DW 28