

Konformitätserklärung

TG167 Teleguard Bettfluchtbügel mit RCL07-B02 Rufempfänger

Der Teleguard Bettfluchtbügel darf weder als Sicherheits- noch als Medizinprodukt deklariert werden. Er dient lediglich der Unterstützung des Pflegepersonals, ersetzt dieses jedoch nicht.

Der Easywave Rufempfänger soll das Pflegepersonal darüber informieren, wenn sturzgefährdete Personen das Bett verlassen wollen. Er dient somit der Sturzprävention, nicht der direkten Vermeidung von Stürzen. Für Verletzungen infolge solcher Stürze kann daher auch keine Haftung übernommen werden.

Teleguard Bettfluchtbügel samt Easywave Rufempfänger wurden einer Gebrauchsprüfung gemäß den nachstehenden EU-Richtlinien und Normen sowie einer Sicherheitsprüfung gemäß den Anweisungen des Europäischen Parlaments unterzogen und entsprechen bei bestimmungsgemäßer Verwendung den Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, als Geräte mit guten Gebrauchseigenschaften, an denen keine sicherheitstechnischen Mängel festgestellt wurden.

Schaltleiste ELE025/020A0K

Richtlinien: MD2006/42/EC + RoHS 2011/65/EU + WEEE2012/19/EU
 EC Normen: E6854
 Standard Richtlinien: EN 12978:2003/A1:2009, EN ISO 13856-2:2013, EN 50581:2012

Einbausender Easywave RTS03E, 868.30 MHz

RED Richtlinien: EN 60950-1:2006+A2:2013
 Elektromagnetische Kompatibilität: EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02 EN 301 489-3 V2.1.1:2017-03
 Funkfrequenzspektrum: EN 300 220-1 V3.1.1:2017-02 EN 300 220-2 V3.1.1:2017-02

Bescheinigung der Kompatibilität zu Rufanlagen

Der Anschluss des Teleguard Bettfluchtbügel an die jeweilige Schwesternrufanlage erfolgt in einer Weise, dass von dieser weder Spannung entnommen, noch zugeführt wird. Der Anschluss bzw. die Adaption wird – sofern eine externe Stromversorgung erforderlich ist – mit dem externen Netzgerät 9820A mit Schutzart IP40 der Schutzklasse 2, versorgt und die Alarmierung über einen Relaiskontakt ausgelöst.

Rufempfänger und Rufanlage sind somit galvanisch gänzlich voneinander getrennt und können sich daher nicht gegenseitig beeinflussen bzw. stören.

Die Rufanlagen-Adaption erfolgt einzeln gemäß den Vorgaben des jeweiligen Rufanlagen-Herstellers.

Rufempfänger RCL07-B02

RED Richtlinien: EN 60950-1:2006+A2:2013
 Elektromagnetische Kompatibilität: EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02 EN 301 489-3 V2.1.1:2017-03
 Funkfrequenzspektrum: EN 300 220-1 V3.1.1:2017-02 EN 300 220-2 V3.1.1:2017-02
 Medical Devices Richtlinien: 93/42/EWG – EN 60601-1-2:2015 Sections 4.2 + 8.8

Es kann hiermit bescheinigt werden, dass weder vom Teleguard Bettfluchtbügel noch vom mitgelieferten Easywave Rufempfänger bei sachgemäßer Verwendung Gefahren für das Pflegepersonal, die Pflegebedürftigen oder die Rufanlage ausgehen.

Wien, im März 2021



telecontact
 Telecontact Handel + Service GmbH
 Margaretenstraße 164
 A-1050 Wien
 Telefon +43 (0) 1 8903400
 office@telecontact.at
 www.telecontact.at

Giovanni Bindoni, Geschäftsleitung