

# RT26 Easywave Schwesternruf-Arbandsender

telecontact

Der RT26 Easywave Arbandsender wurde speziell den Bedürfnissen hilfsbedürftiger Menschen angepasst.

Das Gerät kann sowohl einzeln als Patienten-Notruf an die Schwestern-Rufanlage im Zimmer eingesetzt werden als auch im mobilen Easywave Rufsystem Alarme an den APT03 Pager melden.

Die Geräte sind auch bestens geeignet für Patienten, welche den Schwesternruf-Taster über dem Bett nicht mehr bedienen können.

Des Weiteren können Easywave Armband- und Halsbandsender in all jenen Bereichen als Schwesternruf genutzt werden, in welchen keine Rufanlage verfügbar ist.

Die große Drucktaste trägt zu einer einfachen Bedienung bei.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies durch eine rote LED angezeigt. Eine schwächer werdende Batterie wird auch über den jeweiligen Easywave Rufempfänger signalisiert.



## Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	CR2032 Knopfzelle, 3 V
Bedienung:	Sender sendet, solange der Knopf gedrückt wird, max. 32 Sekunden
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Schutzart:	IP65
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessungen:	38 x 46 x 14 mm (BxHxT)
Gewicht:	16 g – inklusive Batterie

## Lieferumfang

RT26 Arbandsender  
RT26-ACC02 Armband mit nickelfreiem Verschluss  
CR2032 Knopfzelle  
Bedienungsanleitung



## Optionales Zubehör

RT26-ACC01 Batteriewechsel Set  
RT26-ACC02 Nickelfreies Armband



RT26-ACC02 nickelfreies Armband

## Mögliche Rufempfänger

- RCL07 Schwestern-Rufanlagen Empfänger, alle Marken + Typen
- APT03 Mobiler Rufempfänger mit Individual-Programmierung
- RCP04 / RCP09 Steckdosen-Funkgong mit oder ohne Quittierfunktion



RT26-ACC01 Batteriewechsel Set